DIE NEUE 3.0 INTERNA® IMPLANTATLINIE

DIE LÖSUNG FÜR PATIENTEN MIT HORIZONTALER KNOCHENATROPHIE



Weniger Augmentationen und kürzere Operationszeiten

bti Human Technology

BTI Comercial
San Antonio, 15 - 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPAIN
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

B.T.I.
Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) Spain
bti.implantes@bti-implant.es

Niederlassungen

DEUTSCHLAND
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Germany
Tel.: +49 7231 428060
Fax: +49 7231 4280615
info@bti-implant.de

FRANKREICH
6 Avenue Neil Armstrong
Immeuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

ITALIEN
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

MEXIKO
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Mexico DF · CP 11520 · Mexico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

UK
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · UK
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.de

Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.

CAT128 DE · CAT. implante 3.0 · V.02 MARZO 2019

BTI APP
PRODUKTNEUHEITEN
Version für iPhone / Smartphone
Version für iPad Tablet ***(exklusive Inhalte für Kunden)***

bti Human Technology

3.0

INTERNA® IMPLANTATLINIE



Human Technology

INTERNA® 3.0 IMPLANTATE

INDIKATIONEN:

PARTIELLE ODER VOLLSTÄNDIGE ZAHNLOSIGKEIT MIT TRANSVERSALER KNOCHENATROPHIE

Indikationen für Ø 2,5 mm:
Verschraubte mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM® Distanzhülsen
Keine Einzelzahnversorgungen und keine Versorgungen direkt auf Implantatniveau.


Indikationen für Ø 3,0 mm:
Mehrgliedrige Versorgungen
Einzelzahnversorgungen (außer Okklusion) bei:
- allen unteren und den oberen seitlichen Schneidezähnen
-Nichtanlagen

Indikationen für Ø 3,3 mm:
Mehrgliedrige Versorgungen
Einzelzahnversorgungen
(auch in Okklusion)

BESONDERHEITEN

6-LAPPIGE Interna® Verbindung
· vermeidet Ermüdungspunkte
· gute Lastverteilung
(axial, lateral und torsionsstabil)

VERBINDUNG



3.0 mm Prothetische PLATTFORM
Schmales transgingivales Emergenzprofil

OBERFLÄCHE

UNICCA®
· Mit Calcium-Ionen modifiziert
· Drei Rauheitsgrade

IMPLANTATKÖRPER

Ø: 2,5 mm / 3,0 mm / 3,3 mm
Für stark resorbierte Kiefer

KONISCHER Apex bei konventionellen Längen — APEX — **ZYLINDRISCHER Apex** bei kurzen Implantaten

ANWENDUNGS-HINWEISE FÜR

Ø 3,0 / Ø 3,3 mm IMPLANTATE:

Mehrgliedrige und Einzelzahnversorgungen




Ø 2,5 mm IMPLANTATE:



Mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM® Distanzhülse ***INTMIP325XX***

SYSTEMÜBERSICHT INTERNA®

INTERNA®
Ø 3,0 mm Plattform
DIREKTE UND INDIREKTE VERSORGUNGEN



Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA2555	2,5	5,5 mm
IIP3CA2565	2,5	6,5 mm
IIP3CA2575	2,5	7,5 mm
IIP3CA2585	2,5	8,5 mm
IIP3CA2510	2,5	10,0 mm
IIP3CA2511	2,5	11,5 mm
IIP3CA2513	2,5	13,0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA3055	3,0	5,5 mm
IIP3CA3065	3,0	6,5 mm
IIP3CA3075	3,0	7,5 mm
IIP3CA3085	3,0	8,5 mm
IIP3CA3010	3,0	10,0 mm
IIP3CA3011	3,0	11,5 mm
IIP3CA3013	3,0	13,0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIP3CA3355	3,3	5,5 mm
IIP3CA3365	3,3	6,5 mm
IIP3CA3375	3,3	7,5 mm
IIP3CA3385	3,3	8,5 mm
IIP3CA3310	3,3	10,0 mm
IIP3CA3311	3,3	11,5 mm
IIP3CA3313	3,3	13,0 mm

bti Human Technology

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3R33	3,0	3,0 mm
INPC3R34	3,0	4,0 mm
20 Ncm		

Reduzierter Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPC3RRE33	3 - 1,8	3,0 mm
INPC3RRE34	3 - 1,8	4,0 mm
20 Ncm		

Abformpfosten

Offene Abformung (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCII33	3,0	12,0 mm

Laboranalog

Art. - Nr.
INRLI3

Provisorischer Titan-Zylinder

Art. - Nr.	
INCPI30	(ohne Rotationsschutz)
INCPI31	(mit Rotationsschutz)

Titan-Bioabutment®

(Ti Golden®)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPT3B33	3,4	3,0 mm
INPPT3B34	3,4	4,0 mm

SQUARE Ästhetik-Abutment® (Ti Golden®)

(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPESP30	3,0	0,0 mm
INPESP31	3,0	1,0 mm
INPESP32	3,0	2,0 mm

** Diese Komponenten werden mit der passenden Haltschraube ausgeliefert.*

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.
CPESPE

Aufwachsschraube

(nur für SQUARE Ästhetik-Abutment)

Art. - Nr.
INTEPESPE

(außer SQUARE Ästhetik-Abutment)

Art. - Nr.
INTEIU16 (kurz)
INTEIU (lang)

Halteschrauben

Gold

Art. - Nr.		
INTOOC®	(Vierkant)	
35 Ncm		

Ti Black®

Art. - Nr.		
INTTUH®	(Sechskant)	
35 Ncm		

** Diese Schrauben sind nicht kompatibel mit dem SQUARE Ästhetik-Abutment*

INDIREKTE VERSORGUNG MIT DER UNIT® DISTANZHÜLSE (Einzelzahnversorgung)

UNIT® Distanzhülse Ø 3,5 mm (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUP320	2,0 mm
INTMIUP325	2,5 mm
INTMIUP330	3,0 mm
35 Ncm	

Drehmomentratschen-Einsatz: PTTEXX

Schutzkappe für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIUPE	3,5 mm	3,0 mm
10 Ncm		

Abformpfosten für UNIT® Distanzhülse

Offene Abformung

Art. - Nr.
CIMIUPE

Laboranalog für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIUPE

Provisorischer Zylinder für UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr. (Titan)
CPMIUPE

SQUARE Ästhetik-Abutment UNIT® (Ti Golden®)

Art. - Nr.
IESMIUPE

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.
CIESMIUPE

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT MULTI-IM® DISTANZHÜLSE (Mehrgliedrige Versorgung)

für Ø 3,0 / Ø 3,3 mm Implantate

MULTI-IM® Distanzhülse (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP320	2,0 mm
INTMIP325	2,5 mm
INTMIP330	3,0 mm
INTMIP335	3,5 mm
INTMIP340	4,0 mm
35 Ncm	

Schutzkappe für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIEU	4,0	4,0 mm
10 Ncm.		
TPMIEU1	4,0	3,0 mm
10 Ncm.		
TPMIPU5	4,0-5,0	4,0 mm
10 Ncm.		
TPMIPUEX	4,0-6,0	4,0 mm
10 Ncm.		

Abformpfosten für MULTI-IM® Distanzhülse

Offene Abformung

Art. - Nr.	Ø
CIMIPEU	4,0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4,0	6,0 mm
IROMIEU	4,0	9,0 mm

Laboranalog für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIEU

für Ø 2,5 mm Implantate

MULTI-IM® Distanzhülse (Ti Golden®)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIP32520	2,0 mm
INTMIP32525	2,5 mm
INTMIP32530	3,0 mm
INTMIP32535	3,5 mm
INTMIP32540	4,0 mm
35 Ncm	

Provisorischer Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Titan)
CPMIPEU

Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIPEUP

Steggelenke für MULTI-IM® Distanzhülse



Zylinder für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)
COMIPEU

Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIPEU

Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.
IESMIPU

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.
CIESMIPU

Erweitertes Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

Art. - Nr.
IESMIPUEX

Art. - Nr.
CIESMIPUEX

Aufwachsschraube für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Länge
TEMIR12	12,00 mm
TEMIR	15,00 mm
TEMIR20	20,00 mm

(reduzierter Durchmesser)

Halteschrauben für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülse

Ti Black®

Art. - Nr.		
TTMIR	(Sechskant, reduzierter Schraubenkopf)	
Für Angulationen bis 15°		
20 Ncm		
(Schraubendreher PTHSXX, bei Angulationen PTHAXX)		

Ti Black®

Art. - Nr.		
TTMI30	(Sechskant)	
Für Angulationen von 15 bis 30°		
20 Ncm		
(Schraubendreher PTHBXX)		